

<b>IHE Integration Statement</b>		
<b>Editeur</b>	<b>Nom du produit</b>	<b>Version</b>
MEDASYS	Dx MM	6.0
Dx MM met en oeuvre toutes les transactions requises par le Cadre Technique d'IHE (incluant les extensions nationales de IHE France) pour les profils d'intégration, les acteurs et les options suivants :		
<b>Profils d'intégration implémentés</b>	<b>Acteurs implémentés</b>	<b>Options implémentées</b>
Access to Radiology Information (ARI)	Image Display	None
Scheduled Workflow (SWF)	Image Display	None
Consistent Presentation of Images (CPI)	Image Display	None
Key Image Note (KIN)	Image Display	None
Basic Security	Image Display	None
Basic Security	Secure Node	None
Consistent Time	Time Client	None
<b>Adresse Internet de la société Medasys :</b> <a href="http://www.medasys.com">http://www.medasys.com</a>		
<b>Liens vers les documents d'implémentation des standards :</b>		
<b>IHE Europe:</b> <a href="http://www.ihe-europe.org/">http://www.ihe-europe.org/</a>		
<b>Medasys (IHE, HL7, DICOM) :</b> <a href="http://www.medasys.com/ihe">http://www.medasys.com/ihe</a>		
<b>Date de ce document :</b>	<b>06/06/2005</b>	