

<b>IHE Integration Statement</b>		
<b>Editeur</b>	<b>Nom du produit</b>	<b>Version</b>
MEDASYS	Dx Server	6.0
Dx Server met en oeuvre toutes les transactions requises par le Cadre Technique d'IHE (incluant les extensions nationales de IHE France) pour les profils d'intégration, les acteurs et les options suivants :		
<b>Profils d'intégration implémentés</b>	<b>Acteurs implémentés</b>	<b>Options implémentées</b>
Access to Radiology Information (ARI)	Image Manager/Archive	None
Scheduled Workflow (SWF)	Image Manager/Archive Performed Procedure Step Manager	PPS Exception Management
Patient Information Reconciliation (PIR)	Image Manager/Archive	None
Consistent Presentation of Images (CPI)	Image Manager/Archive	None
Key Image Note (KIN)	Image Manager/Archive	None
Basic Security	Image Manager/Archive	None Security
Basic Security	Secure Node	None
Basic Security	Audit Record Repository	None
Consistent Time	Time Client	None
Consistent Time	Time Server	None
<b>Adresse Internet de la société Medasys :</b> <a href="http://www.medasys.com">http://www.medasys.com</a>		
<b>Liens vers les documents d'implémentation des standards :</b>		
<b>IHE Europe :</b> <a href="http://www.ihe-europe.org/">http://www.ihe-europe.org/</a>		
<b>Medasys (IHE, HL7, DICOM) :</b> <a href="http://www.medasys.com/ihe">http://www.medasys.com/ihe</a>		
<b>Date de ce document :</b> 06/06/2005		