

IHE INTEGRATION STATEMENT

IHE Integration Statement		
Editeur	Nom du produit	Version
MEDASYS	Dx Care	6.5.4 AO 7
<p>Dx Care met en oeuvre toutes les transactions requises par les Cadres Techniques d'IHE (incluant les extensions nationales de IHE France) pour les profils d'intégration, les acteurs et les options suivants :</p>		
Profils d'intégration implémentés	Acteurs implémentés	Options implémentées
Scheduled Workflow (SWF)	Order Placer	Appointment Notification
Patient Information Reconciliation (PIR)	Order Placer	
Laboratory Scheduled Workflow (LSWF)	Order Placer / Order Result Tracker	
Consistent Time (CT)	Time Client	
Retrieve Information for Display (RID)	Information Source	
Audit Trail and Node Authentication (ATNA)	Secure Node	
Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing (XDS.a)	Document Source	
Patient Administration Management*	Patient Demographics Consumer	Merge
Patient Administration Management* * sera présenté au connectathon 2009 à Vienne.	Patient Encounter Consumer	Inpatient / Outpatient Encounter Management, Pending Event Management, Advance Encounter Management, Temporary Patient Transfer Tracking, Historic Movement
<p>Adresse Internet de la société Medasys : http://www.medasys.com</p>		
<p>Lien vers les documents d'implémentation des standards :</p> <p>http://www.medasys.com/ihe/index.html</p>		
<p>Date de ce document : 19 mars 2009</p>		