

IHE INTEGRATION STATEMENT

IHE Integration Statement			
Editeur	Nom du produit	Version	
MEDASYS	Dx Care	6.5.4 AO 8	
Dx Care met en oeuvre toutes les transactions requises par les Cadres Techniques d'IHE (incluant les extensions nationales de IHE France) pour les profils d'intégration, les acteurs et les options suivants :			
Profils d'intégration implémentés	Acteurs implémentés	Options implémentées	
Scheduled Workflow (SWF)	Order Placer	Appointement Notification	
Patient Information Reconciliation (PIR)	Order Placer		
Laboratory Scheduled Workflow (LSWF)	Order Placer / Order Result Tracker		
Consistent Time (CT)	Time Client		
Retrieve Information for Display (RID)	Information Source		
Audit Trail and Node Authentication (ATNA)	Secure Node		
Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing (XDS.a)	Document Source		
Patient Administration Management	Patient Demographics Consumer	Merge	
Patient Administration Management	Patient Encounter Consumer	Inpatient / Outpatient Encounter Management Pending Event Management Advance Encounter Management Temporary Patient Transfer Tracking Historic Movement	
Patient Administration Management	Patient Demographics Source	Merge	
Patient Administration Management	Patient Encounter Source	Inpatient / Outpatient Encounter Management Pending Event Management Advance Encounter Management Temporary Patient Transfer Tracking Historic Movement	
REF : DXCNT/500, 06/Jan20/EER/P40/248.0	REV : 5	DATE : 26/08/2003	PAGE : 3/5

IHE INTEGRATION STATEMENT

Adresse Internet de la société Medasys : <http://www.medasys.com>

Lien vers les documents d'implémentation des standards :

<http://www.medasys.com/ihe/index.html>

Date de ce document : 11 août 2009