

IHE INTEGRATION STATEMENT

IHE Integration Statement		
Editeur	Nom du produit	Version
MEDASYS	Dx SRA	6.5.4 AO 8
<p>Dx SRA met en oeuvre toutes les transactions requises par les Cadres Techniques d'IHE (incluant les extensions nationales de IHE France) pour les profils d'intégration, les acteurs et les options suivants :</p>		
Profils d'intégration implémentés	Acteurs implémentés	Options implémentées
Laboratory Scheduled Workflow (LSWF)	Order Result Tracker	
Consistent Time (CT)	Time Client	
Patient Administration Management	Patient Demographics Consumer	Merge
Patient Administration Management	Patient Encounter Consumer	Inpatient / Outpatient Encounter Management, Pending Event Management, Advance Encounter Management, Temporary Patient Transfer Tracking, Historic Movement
<p>Adresse Internet de la société Medasys : http://www.medasys.com</p>		
<p>Lien vers les documents d'implémentation des standards :</p>		
<p>http://www.medasys.com/ihe/index.html</p>		
Date de ce document :		11 août 2009